



...für Kronen und Brücken...

CAD/CAM-Dental-Rohlinge

EMF/NEM-Legierung für Kronen und Brücken in diversen Geometrien
olympiareif

ANKATIT-Discobal:

EMF/NEM - CoCr - Dental - Rohlinge aus ANKATIT - U

Gegossene und seit 1992 bewährte Aufbrennlegierung mit defektfreiem Gefüge,
allseitig geschliffen

ANKATIT

DIN EN ISO 13485

Dichte (g/cm ³):	8,2
Vickershärte (HV 10 g/b):	280
Löslichkeit (µg/cm ² x7d):	<100

Richtwerte der Legierungselemente in Massen-%:
weitere Elemente unter 0,1%

C	-
Co	62,3
Ni	-
Fe	-
Cr	25,2
Mo	6,0
W	5,0
Si	-
Mn	-

mittl. lin. WAK: 25 °C - 500 °C	14,1
(10 ⁻⁶ K ⁻¹) 25 °C - 600 °C	14,5

U

CoCrMo-Aufbrenn-
legierung f. hoch-
schmelz. Keramik

